



FICHA TÉCNICA



- Design anatômico;
- Preservação óssea, sem "caixa" no intercôndilo;
- Cimentada ou sem cimento com revestimento interno com spray de titânio e hidróxido de apatita para fixação;
- Sem preservação do LCP;
- Disponível em 7 tamanhos.



- Plataforma rotatória;
- Estabilidade dos componentes devido à ultra congruência, total apoio do componente femoral no platô;
- Disponível em 5 alturas: 10, 12, 14, 16 e 20mm.



- Superfície altamente polida;
- Cimentada ou sem cimento com revestimento externo com spray de titânio e hidróxido de apatita para fixação;
- Disponível em 7 tamanhos.



- Patela tripeg;
- Forma de cúpula;
- Disponível em 3 Tamanhos: 30, 33 e 36mm Cimentada.



- Instrumental navegado ou mecânico: possibilidade de escolher por procedimento cirúrgico;
- Referência femoral anterior ou posterior;
- Verificação do balanço ligamentar em extensão e em flexão antes dos cortes femorais;
- Visualização e determinação da rotação femoral de acordo com parâmetros ósseos e ligamentares;
- Visualização e determinação da posição médio-lateral do componente femoral de acordo com a posição patelar;
- Guia 5 em 1 de corte femoral: padrão ou abordagem mínima invasiva.

Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
Tel.: **+55 (19) 3522-2380**
E-mail: administrativo@amplitude-latam.com