



FICHA TÉCNICA

 **score[®] revision**

- ▶ Prótese restrita;
- ▶ Componente Femoral Dir./Esq.;
- ▶ 4 tamanhos (A, B, C e D);
- ▶ 6° de Valgo;
- ▶ Caixa para estabilização;
- ▶ Componente em CrCo;
- ▶ Calços posteriores: 4mm e 8mm;
- ▶ Calços distais: 4mm e 8mm.




- ▶ Base Tibial Cimentada;
- ▶ Plataforma Rotatória;
- ▶ 7 tamanhos;
- ▶ Superfície altamente polida;
- ▶ Calços tibiais tamanhos 5 mm, 10 mm e 15 mm paralelo/parcial.




- ▶ Inseto de Polietileno com reforço metálico;
- ▶ 4 tamanhos (A, B, C e D);
- ▶ Alturas de 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm e 20 mm.



- Conector offset 360°;
- 3 tamanhos: 2 mm, 4 mm e 6 mm;
- Pinos (hastes) retos parafusados;
- Tamanhos: 75 mm, 100mm, 150 mm e 200 mm;
- Diâmetros: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm e 20 mm.



Sistema de Implantes:



Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
 3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
 Tel.: **+55 (19) 3522-2380**
 E-mail: administrativo@amplitude-latam.com