



FICHA TÉCNICA

 **saturne[®] II**

- Acetábulo cilíndrico-esférico;
- Pólo plano;
- Press-fit equatorial: 1mm de diâmetro em todos os tamanhos;
- Duplo Revestimento: spray de titânio (80µm) e HA (80µm).



- Superfície interna em aço inoxidável altamente polido;
- Cantos arredondados;
- Material: aço inoxidável M30NW.



- Inserto retentivo para cabeças femorais de Ø22.2 mm e Ø28 mm;
- Chanfro grande na borda de retenção: retardando o contato entre a calota e o colo da haste femoral, propiciando maior amplitude de movimento entre a haste femoral e o inserto;
- Material: UHMWPE



- ▶ Ranhuras concêntricas paralelas na área equatorial;
- ▶ Ranhuras invertidas na mesma área.



Instrumental

- ▶ Instrumental disponível em versão reta ou curva;
- ▶ Apenas uma bandeja de instrumentação.



SATURNE® II - ACETÁBULOS

Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 42mm	1-01113 42
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 44mm	1-01113 44
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 46mm	1-01113 46
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 48mm	1-01113 48
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 50mm	1-01113 50
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 52mm	1-01113 52
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 54mm	1-01113 54
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 56mm	1-01113 56
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 58mm	1-01113 58
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 60mm	1-01113 60
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 62mm	1-01113 62
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 64mm	1-01113 64

SATURNE® II - INSERTOS

	Ø22,2mm	Ø28mm
Inserto SATURNE® II - Tam. 42mm	1-01036 42	-
Inserto SATURNE® II - Tam. 44mm	1-01036 44	-
Inserto SATURNE® II - Tam. 46mm	1-01036 46	-
Inserto SATURNE® II - Tam. 48mm	1-01036 48	1-01037 48
Inserto SATURNE® II - Tam. 50mm	1-01036 50	1-01037 50
Inserto SATURNE® II - Tam. 52mm	1-01036 52	1-01037 52
Inserto SATURNE® II - Tam. 54mm	1-01036 54	1-01037 54
Inserto SATURNE® II - Tam. 56mm	1-01036 56	1-01037 56
Inserto SATURNE® II - Tam. 58mm	1-01036 58	1-01037 58
Inserto SATURNE® II - Tam. 60mm	1-01036 60	1-01037 60
Inserto SATURNE® II - Tam. 62mm	1-01036 62	1-01037 62
Inserto SATURNE® II - Tam. 64mm	1-01036 64	1-01037 64

Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
Tel.: **+55 (19) 3522-2380**
E-mail: administrativo@amplitude-latam.com