



FICHA TÉCNICA



COMPONENTE FEMORAL

- 7 tamanhos de componentes femorais;
- Dois pinos impedem a rotação do componente;
- O pino posterior proporciona uma fixação segura, facilitando a implantação precisa;
- Matéria-prima em CrCo.



CIMENTADO E NÃO CIMENTADO

- Duplo revestimento em Spray de Titânio e Hidroxiapatita;
- Componentes femorais podem ser colocados em ambos os lados;
- Raio sagital constante;
- Na flexão, os raios são reduzidos para proporcionar alta flexão;
- Design permite o mínimo de ressecção óssea;
- Flange anterior evita impingement patelar.



BASE TIBIAL PARA INSERIR FIXO

- Base com design simétrico e anatômico;
- Superfície articular altamente polida;
- Disponível em 7 tamanhos;
- Matéria-prima em CrCo.



NÃO CIMENTADA

- Base Tibial Não Cimentada;
- Matéria-prima em CrCo;
- Duplo revestimento em Spray de Titânio e Hidroxiapatita;
- Comp. tibial assimétrico – 7 tam RM/LL e 7 tam LM/RL;
- Tripla fixação: quilha medial, peg e parafuso (opcional);
- Parafuso com angulação de até 18°;
- Inserto em UHMWPE;
- 4 espessuras de inserto: 9mm, 10mm, 11mm e 12mm.



Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
Tel.: **+55 (19) 3522-2380**
E-mail: administrativo@amplitude-latam.com