



Catálogo de **Produtos**

Qualidade e segurança
em materiais cirúrgicos

Sobre nós

A Volmed Brasil, sediada em São Carlos – SP, emerge como uma destacada fabricante de produtos médicos, consolidando-se como uma referência no setor desde sua fundação em 2014.

Com um compromisso inabalável com a qualidade e inovação, a empresa tem desempenhado um papel crucial no fornecimento de soluções médicas avançadas para profissionais de saúde em todo o Brasil.

Desde sua origem, a Volmed Brasil tem investido em pesquisa e desenvolvimento, buscando incessantemente aprimorar seus produtos para atender às crescentes demandas do mercado.

Seu portfólio abrange uma ampla gama de dispositivos médicos, proporcionando aos profissionais de saúde as ferramentas necessárias para oferecer um atendimento de excelência aos pacientes.

Volmed no mundo, reconhecimento mundial

Além do Brasil, a Volmed é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade, eficiência e aplicação de tecnologia no desenvolvimento de seus produtos. Com profissionais altamente qualificados e seriedade no assunto, realizamos parcerias com diversos especialistas e empresas de destaque, proporcionando assim, mais inovações para toda nossa linha de produtos. Juntos com nossos amigos e parceiros, crescemos cada dia mais!





Kit Cânula / Cannula Kit

Endo Spine Plus

Reg. ANVISA: 81130100052

O **Kit Cânula Endo Spine Volmed** fornece ao cirurgião os descartáveis necessários para a realização da descompressão discal nos procedimentos percutâneo e endoscópico em cirurgias de coluna.



Composição:

- 1 Cânula Bipolar Power Max
- 1 Cânula de Punção
- 1 Fio Guia
- 1 Equipo para bomba de irrigação
- 2 Cânulas de Microdebridação Long Blade

Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.



Kit Cãnula / Cannula Kit

Endo Spine

Reg. ANVISA: 81130100050

O **Kit Cãnula Endo Spine Volmed** fornece ao cirurgião os descartáveis necessários para a realização da descompressão discal nos procedimentos percutâneo e endoscópico em cirurgias de coluna.



Composição:

- 1 Eletrodo Bipolar Power Max
- 1 Cãnula de Punção
- 1 Fio Guia
- 2 Cãnulas de Microdebridação Long Blade

Obs: Equipos de irrigação fornecido separadamente.

Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.



Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco


Percutaneous Discectomy Cannula Kit

Reg. ANVISA: 81130100016

Em conjunto com um aparelho de shaver possui a função de fornecer um método minimamente invasivo (discectomia percutânea) para descompressão da hérnia de disco intervertebral.

Modelos:

- Lombar
- Cervical



Kit Cânulas para Discografia / *Discofix Discography Cannula Kit*

Discofix

Reg. ANVISA: 81130109007

O **Kit Cirúrgico para Discografia Discofix** é destinado ao apoio e detecção de doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais, é possível realizar um diagnóstico melhor e mais específico, determinando quais discos são dolorosos, ajudando a garantir o planejamento adequado do tratamento.

O **Kit Cirúrgico para Discografia Discofix** possibilita uma punção segura e uma precisa identificação da origem da dor discogênica.





Cânula Bipolar / Bipolar Cannula

Power Max

Reg. ANVISA: 81130100049

A **Cânula Bipolar Power Max** é indicada para descompressão discal, realizando a coagulação e hemostasia de tecidos em procedimentos cirúrgicos de coluna.

**Medidas:**

- 360 x 2,5mm
- 250 x 1,8mm

Produto fornecido estéril, pronto para uso.


Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.

Kit Cânula de Punção

Puncture Cannula Kit

Reg. ANVISA: 81130109013

O **Kit Cânula de Punção Volmed** tem por finalidade fornecer ao cirurgião os acessórios necessários para realizar a perfuração dos tecidos e auxiliar na condução de instrumentais por um trajeto previamente determinado em procedimentos cirúrgicos realizados por via endoscópica.

**Medidas disponíveis:**

60-01-03-01 | KIT CÂNULA DE PUNÇÃO A: 1,7mm - 220mm - 1,0mm

60-02-03-02 | KIT CÂNULA DE PUNÇÃO A: 2,2mm - 220mm - 1,5mm



Cânulas para Microdebridação / Cannulas for Microdebridement

Long Blade

Reg. ANVISA: 81130100045

Cânula indicada para debridação, remoção de tecidos cartilagosos e partes ósseas, desbaste ósseo e para acabamentos. Indicada para endoscopias, cirurgias de discectomia percutâneas e cirurgias de coluna em geral.




Medidas:
3,5mm / 5,0mm / 5,5mm

Comprimentos:
240mm / 284mm / 360mm

BA - Broca Afilada
com Proteção



BD - Broca
Diamantada



BR - Broca
Redonda



BO - Broca
Oval



EGG - Broca Oval
para desbaste
ósseo moderado



Encaixes:

Arthrotec



Razek



Linvatec



Stryker
Fórmula



Stryker TPS




Ep1



Arthrex



Richard
Wolf - M5





Kit Action

Anestesia com Localizador / Anesthesia with Locator


Reg. ANVISA: 81130109010

Indicado para estimulação percutânea do nervo utilizando qualquer modelo de estimulador de baixa frequência, bem como o bloqueio do nervo utilizando solução anestésica padronizada, permite a visualização de sua ponta ecogênica através da utilização de ultrassom e fluoroscopia.

A estimulação, bem como o bloqueio anestésico, podem ser feitos em conjunto ou separadamente, à critério do médico.

Composição:

- 2 Cânulas de bloqueio com estimulação;
- 1 Injetor de controle graduado;
- 1 Conector macho Luer Lock.



Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.



Kit Xnerve

Reg. ANVISA 81130109011


Projetado para proporcionar mais controle e facilitar a mistura de fármacos durante o procedimento, o **KIT XNERVE** é indicado para estimulação percutânea do nervo utilizando qualquer modelo de estimulador de baixa frequência, bem como o bloqueio do nervo utilizando solução anestésica padronizada.

Permite a visualização de sua ponta ecogênica através da utilização de ultrassom e fluoroscopia.

A estimulação, bem como o bloqueio anestésico, podem ser realizados em conjunto ou separadamente, à critério do médico.

Composição:

- 2 Cânulas de bloqueio com estimulação;
- 1 Injetor de controle graduado;
- 2 Conectores macho Luer Lock;
- 1 Equipo 2 vias;
- 1 Manifold de 3 vias;
- 1 Conector valvulado.



Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.

Kit Cânulas de bloqueio com estimulação / *Cannula kit with stimulation***Volmed Block**

Reg. ANVISA: 81130109008

Indicado para estimulação percutânea do plexo e nervos periféricos, utilizando qualquer modelo de estimulador de nervo periférico de baixa frequência do mercado, para tratamento do processo degenerativo da coluna cervical, torácica, lombar e sacroilíaca e, como diagnóstico para bloqueio facetário bilateral, auxiliando na triagem dos pacientes que devem ser submetidos a procedimento de radiculotomia por radiofrequência, além de tratamento de dor por origem oncológica e de bloqueios de nervos periféricos, utilizando solução anestésica padronizada.

**Medidas:**

- 21G x 100mm
- 21G x 150mm

*Consulte-nos para demais medidas.***Cânula Descartável / Disposable Cannula****Spine-Maxx**

Reg. ANVISA: 81130109006

A Cânula Descartável Spine-Maxx, foi projetada para ser utilizada como guia durante a passagem de ponteira descartável em procedimentos cirúrgicos de rizotomia.

**Medidas:**

- 10cm x 18G x 10mm
- 15cm x 20G x 10mm
- 15cm x 18G x 10mm
- 10cm x 22G x 10mm
- 10cm x 20G x 10mm

Consulte-nos para demais medidas.

OTORRINO E BUCOMAXILO ENT AND MAXILLOFACIAL



Kit Cânula / Cannula Kit

NASO CARE

Reg. ANVISA: 81130109014

O **Kit Cânula Naso Care** é projetado para otimizar procedimentos endoscópicos intranasais, proporcionando eficiência, segurança e precisão. Com irrigação e aspiração simultâneas, mantém o campo cirúrgico visível sem interrupções. Os instrumentos e materiais que compõe o produto são resistentes e o design ergonômico reduz o tempo operatório melhorando os resultados clínicos, oferecendo uma solução completa para cirurgias intranasais.



Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.



Mini Cannula for Microdebridation OT1

Mini Cânula para Microdebridação OT1

Reg. ANVISA 81130100027

São utilizadas em conjunto com o equipamento shaver em cirurgias minimamente invasivas, realizando simultaneamente o corte, a debridação e a eliminação de tecidos ósseos, moles e cartilaginosos.

IA (Incisivo Agressivo)
2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5 (mm)



BR (Broca Redonda)
2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5 (mm)



BD (Broca Diamantada)
2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5 (mm)



Reta



15°



30°



45°



Modelos compatíveis com:

Mini Linvatec



Mini Razek



Core Stryker/
ESSX



Mini Ep1



Xomed



Smal Joint/
Mini TPS



Consulte-nos para mais encaixes.

Nasal Splint and Intranasal Splint

Splint Nasal e Tala Intranasal

Tem a função de promover o suporte septal em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia, reduzindo a incidência de hematomas septais e aderências entre o septo e os cornetos. Sua retirada alguns dias após a cirurgia é suave e não adere ao tecido. Na versão canulada (Splint), auxilia na ventilação e assegura um melhor sono ao paciente.

Splint Nasal

Reg. ANVISA 81130100004



Tala intranasal

Reg. ANVISA 81130100010



Naso Endoscopy Cannula Kit

Kit Cânula de Naso Endoscopia

Reg. ANVISA 81130100023

Composto por 1 par de Splint Nasal, 1 equipo e 1 cânula guia de ótica. Auxiliam na irrigação, promovem a limpeza e a proteção da ótica em cirurgias de otorrino e o suporte septal no pós cirúrgico.



Kit Fess

Reg. ANVISA 81130100021

Composto por 3 cânulas, 0°, 30° e 45°, e 1 equipo. Auxiliam na irrigação em cirurgias de otorrino e promovem a limpeza e proteção da ótica.





Piezo tips

Pontas de Piezo

Reg. ANVISA 81130100017

Utilizadas em conjunto com aparelhos de micro vibração ultrassônica para cortar e desbastar ossos e tecidos rígidos.

US1



US2



US1 L



US1 R



US9




Consulte-nos para demais modelos e encaixes

TMJ Surgery Cannula KIT Plus

KIT Cânula para Cirurgia de ATM Plus

Reg. ANVISA 81130100025

Em conjunto com o equipamento de Drill, permite o corte, perfuração, inserção de instrumentais, remoção de tecidos moles e partes ósseas e auxilia no acesso para sutura em cirurgias minimamente invasivas de ATM.





Laryngeal Surgery Cannula Kit

Kit Cânula para Cirurgia de Laringe

Reg. ANVISA 81130100019

São utilizados em conjunto com equipamento laser. Os kits são compostos por 2 cânulas guia e 1 peça de mão que auxiliam o cirurgião na introdução da fibra ótica e na realização de cirurgias de micro lesões de laringe, adenoide e amígdalas, turbinectomia e septoplastia, proporcionando precisão e rapidez no ato cirúrgico.



Kit para Cirurgia de Turbinectomia / Septoplastia

Reg. ANVISA 81130100020

Kit for Turbinectomy / Septoplasty Surgery



Kit Introduutor de Fibra Ótica para Cirurgia de Adenoide / Amígdalas

Reg. ANVISA 81130100026

Optical Fiber Introducer Kit for Adenoid / Tonsil Surgery



OTORRINO E BUCOMAXILO ENT AND MAXILLOFACIAL



Fibra Ótica / Optical Fiber

VFIBER

Reg. ANVISA: 81130100048


As Fibras são indicadas para uso cirúrgico com todos os tipos de laser pulsado ou contínuo (com um conector compatível SMA padrão) para incisão, excisão, ressecção, vaporização, ablação, coagulação e hemóstase de tecidos.

Comprimento:

- 3 metros

Medidas:

- 200mm
- 400mm
- 600mm
- 800mm



Ponteira Microdissectora

Microdissector Tip

Reg. ANVISA: 81130100047

Possui a função de realizar ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização de tecidos em procedimentos cirúrgicos monopolares.




Connect Pen

Microdissector / Microdissector

Reg. ANVISA: 81130100046

Possui a função de realizar ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização de tecidos em procedimentos cirúrgicos monopolares. Produto com caneta eletrocirúrgica já acoplada.





Tala Termoplástica / *Thermoplastic Splint*

Nose Sticker

Reg. ANVISA: 81130100031

Tala termoplástica externa Nose Sticker, é um material indicado para fixação do septo nasal no pós cirúrgico. Possibilita um suporte ao septo nasal, de modo a facilitar a cicatrização pós cirúrgica. É de fácil instalação e retirada, seu uso é muito melhor que o uso do gesso e bandagens, tem uma estrutura ergonômica, facilitando sua colocação e sua retirada.

Medidas:

- P
- M
- G



Tampão Nasal / *Nasal Cap*

Nose Cap

Reg. ANVISA: 81130100036 / 81130100037

Os tampões são projetados para uso em diversas cirurgias nasais, tais como: Septoplastia, Turbinectomia, Rinoplastia e outras relacionadas à otorrinolaringologia. Eles preenchem e fornecem suporte às cavidades nasais durante o procedimento cirúrgico, permitindo a ventilação adequada do septo para garantir conforto ao paciente. Os tampões Nose Cap, também absorvem a hemorragia pós-operatória de forma eficiente, proporcionando ao paciente um maior conforto no pós cirúrgico.



Lâmina para Micro Serra / *Blade for Micro Saw*

Max Cut

Reg. ANVISA: 81130109005

Utilizado em conjunto com equipamentos de Micro Serra, possui a função de cortar ossos e outros tecidos relacionados em diversos procedimentos cirúrgicos.



Surgical Cutters and Diamond Drills

Fresas Cirúrgicas e Brocas Diamantadas

Reg. ANVISA: 81130100012 / 81130100014

Tem por finalidade realizar perfurações, cortes, acabamentos, desbastes e raspagens ósseas em procedimentos cirúrgicos.

Descrição	Comprimento(mm)	Diâmetro(mm)	Encaixe	
BHC - Broca diamantada	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
BRD - Broca redonda para desbaste	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
BCR - Broca redonda de corte rápido	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
BCUR - Broca redonda de corte ultra rápido	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
BCCH - Broca cônica de corte helicoidal	44,5 55 70 95 115 125 150 180	4,0 4,5 6,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
FRL - Fresa de acabamento ósseo	44,5 55 70 95 115 125 150 180	5,0 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
FAD - Fresa de alto desbaste	44,5 55 70 95 115 125 150 180	5,0 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
BCL - Broca de corte lateral	44,5 55 70 95 115 125 150 180	2,0 2,2 2,5	R H J T O S X A D L U M P C F	
ENT - Broca para acabamento de orifício	44,5 55 70 95 115 125 150 180	4,0 4,5 6,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
RAZ - Broca para corte lateral	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,2 1,5 1,8 2,2 2,5	R H J T O S X A D L U M P C F	
BPS - Broca de perfuração com stop	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	
EGG - Broca oval para desbaste ósseo moderado	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F	



Cf Irrigation Pump Equipment

EQUIPO Para Bomba De Irrigação CF

Reg. ANVISA: 81130109012

Projetado para ser utilizado em conjunto com a Bomba de infusão, para proporcionar a distensão e a irrigação, focando na visibilidade e a facilidade da manipulação dos instrumentais em procedimentos cirúrgicos.

Produto com:



Equipo de irrigação CF 2 vias
Cód. AEQU11



Compatível com: Stryker CrossFlow

Produto fornecido estéril, pronto para uso.

Esterilização por ETO, com validade de 05 anos mantendo a embalagem preservada.





Irrigation Pump Equipment

Equipo para Bomba de Irrigação

Reg. ANVISA 81130100013

Utilizado em conjunto com a Bomba de infusão em cirurgias artroscópicas e histeroscópicas para proporcionar a distensão da articulação e a irrigação, objetivando visibilidade e facilidade na manipulação dos instrumentais.

Produto com:



Equipo de Irrigação LV
Cód. AEQU05
Compatível com:
Linvatec 10k e 24k



Equipo de Irrigação AR
Cód. AEQU09
Compatível com Arthrex



Equipo de Irrigação ST 2 Vias
Cód. AEQU01
Equipo de Irrigação RZ 2 Vias
Cód. AEQU02
Compatível com:
Arthrex / Razek / Won / Richard Wolf



Equipo de Irrigação
FlowSteady
Cód. AEQU10
Compatível com
Stryker FlowSteady



Cannulas for Microdebridation / Cannulas for Microdebridation ATR

Cânulas para Microdebridação
Cânulas para Microdebridação ART


Produto com:
FDA

Reg. ANVISA 81130100011 / 81130100015 / 81130109015


São utilizadas em conjunto com o equipamento shaver em cirurgias minimamente invasivas, realizando simultaneamente o corte, a debridação e a eliminação de tecidos ósseos, moles e cartilaginosos.




CMA (Cortador de Menisco Agressivo)
2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 (mm)




CM (Cortador de Menisco)
3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 (mm)



APC (Agressivo de Perfil Completo)
3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 (mm)



RPC (Ressector de Perfil Completo)
3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 (mm)



BA (Broca Afilada)
3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 (mm)



BO (Broca Oval)
3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 (mm)



BR (Broca Redonda)
2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 (mm)



Comprimentos:

Ombro e Joelho - 150mm
Punho e Tornozelo - 90mm
Quadril - 190mm

Modelos compatíveis com:

Arthrotec



Razek



Linvatec



Stryker
Fórmula



Stryker TPS



Ep1



Arthrex



Consulte-nos para demais encaixes



Arthroscopy Cannulas

Cânulas para Artroscopia

Reg. ANVISA 81130100009

Utilizadas em procedimentos artroscópicos permitindo a inserção e remoção de instrumentais.

Produto com:



Cânula Ø 6,5 x 70mm

Cânula Ø 8,5 x 70mm / 90mm



Suture Passer

Aguilha de Sutura

Reg. ANVISA 81130100003

Em conjunto com a pinça, permite a manipulação da sutura através do tecido mole em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

Produto com:



Scorpion I




Scorpion II



Elite Pass / Expr

Modelos
compatíveis
com:





Monopolar Electrode

Eletrodo Monopolar

Reg. ANVISA: 81130100034

Utilizado em procedimentos cirúrgicos artroscópicos monopolares. Seu uso é indicado para ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização.



Ponteira Descartável / Disposable Tip

Connect Pen

Reg. ANVISA: 81130100042

Utilizado em procedimentos cirúrgicos artroscópicos monopolares. Seu uso é indicado para ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização. Produto com caneta eletrocirúrgica já acoplada.





Ponteira de Ablação / Ablation Tip

Connect Mini

Reg. ANVISA: 81130100044

Utilizado em procedimentos cirúrgicos artroscópicos monopolares. Seu uso é indicado para ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização. Proporciona mais precisão e controle no momento da cirurgia, devido ponta ativa menor. Indicado para pequenas articulações, ou locais com acesso mais delicado.



Ponteira de Ablação / Ablation Tip

Connect Pen Mini

Reg. ANVISA: 81130100043

Utilizado em procedimentos cirúrgicos artroscópicos monopolares. Seu uso é indicado para ablação, coagulação, corte, dissecação e cauterização. Proporciona mais precisão e controle no momento da cirurgia, devido ponta ativa menor. Indicado para pequenas articulações, ou locais com acesso mais delicado. Produto com caneta eletrocirúrgica já acoplada.





Lâmina para Micro Serra / Micro Saw Blade

Speed Cutter

Reg. ANVISA 81130100039


Indicadas para a realização de corte ósseo e outros tecidos relacionados em procedimentos cirúrgicos diversos.

Produto com:




Tipos de corte:

Corte Simples



Corte Duplo



Espessura: 0,6mm / 1,0mm / 1,2mm

Comprimento: 30mm / 40mm / 50mm / 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 100mm / 110mm

Largura: 10mm / 15mm / 20mm / 25mm

Encaixes:

Y



X



L



K



E





Carpal Tunnel Blade

Lâmina Túnel do Carpo

Reg. ANVISA: 81130100005

Material desenvolvido para ser utilizado juntamente com o KIT Instrumental em procedimentos cirúrgicos da síndrome do túnel do carpo.



Disponível nos encaixes

- Volmed / Microaire
- Razek
- Setormed

Manual Blade Carpal Tunnel

Lâmina Manual Túnel do Carpo

Reg. ANVISA: 81130100018

Utilizada na cirurgia da síndrome do túnel do carpo por técnica manual.



Top Distraction Hook

Gancho Superior de Distração

Reg. ANVISA: 81130100029

Projetado para auxiliar no afastamento dos tecidos em procedimentos cirúrgicos.





Kit Hallux / Hallux Kit

Elite Cut

Reg. ANVISA: 81130100040

Composto por instrumentais de corte, irrigação e acessórios, especialmente projetados para auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos em que hajam a necessidade de osteotomias progressivas, osteotomias, osteoplastias e reconstruções ósseas. Indicado nos procedimentos onde é necessário perfurar, debridar, polir, raspar e retirar excessos de partes ósseas e tecidos cartilagosos.



Drills for Percutaneous Foot Surgery

Fresas para Cirurgia Percutânea do Pé

Reg. ANVISA 81130100012

Utilizadas em conjunto com equipamento drill em cirurgias minimamente invasivas do pé.

WED 13,2 - Broca de raspagem fina	65	2,8	R H J T O S X A D L U M P C F	
WEG 13 - Broca de raspagem fina	65	4,2	encaixes R H J T O S X A D L U M P C F	
SHA8 - Broca lateral para osteotomia	65	2	encaixes R H J T O S X A D L U M P C F	
SHS12 - Broca de corte lateral para osteotomia	65	2,2	encaixes R H J T O S X A D L U M P C F	
SHL13 - Broca de corte lateral para osteotomia do polegar	65	2	encaixes R H J T O S X A D L U M P C F	



www.volmed.com.br

 Rua Francisco Corrêa Bueno,
435 - Jardim Embaré
São Carlos-SP / Cep: 13563-888
 contato@volmed.com.br
 +55 16 3419.1793 / 3419.1794

Contato comercial:



 +55 (16) 99723-2644